

La química del peróxido de hidrógeno especialmente formulada impulsa la eficacia y el rendimiento de la tecnología de proceso patentada VHP™ de STERIS.



Esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox™ 59

Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Formulado y probado para una óptima operación y confiabilidad de la Unidad de Biotransformación y Esterilización STERIS VHP. • Amplia gama de compatibilidad de materiales. 	
Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> • Antimicrobiano de amplio espectro. • Ciclos validados para su uso en superficies ambientales.¹ 	
Productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Se ofrecen contenedores en una variedad de tamaños para adaptarse a los requerimientos de la aplicación. 	
Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizan pruebas rigurosas en las materias primas entrantes y en el producto terminado saliente. • El producto está controlado por lotes para su trazabilidad. 	
Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Número de registro EPA de EE. UU. (Registro de la EPA n.º 1043-123). 	
Documentación disponible	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones de uso y hoja de datos de seguridad • Certificado de análisis 	
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Descontaminación de habitaciones • Descontaminación de instalaciones • Aisladores • Esclusas de aire para material 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de instrumentos • Cámaras de paso • Gabinetes de seguridad biológica • Instrumentos reutilizables²

Accesorios

Distribución de Vaprox

Dispositivos para una fácil conexión de tamaños de Vaprox a granel, para aplicaciones de alta capacidad y/o uso frecuente.

Conjunto de tapa de sifón VH32

Se puede utilizar con contenedores Vaprox de 19 l (5 galones). Este conjunto incluye una llave para abrir el contenedor Vaprox, un conjunto antisifón para un flujo constante de esterilizante y un adaptador para cerrar el contenedor cuando el producto no está en uso.

Tubo de inmersión VH33

Tubo de suministro compatible con contenedores Vaprox de 19 l (5 galones).

Especificaciones técnicas

% de concentración de H_2O_2 ³

58.4 - 59.4

Estado Físico

Líquido

¹ Consulte la etiqueta del paquete del Esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox 59 y el inserto para obtener información adicional e instrucciones de aplicación.

² No se debe usar para reprocesar instrumentos reutilizables para uso humano.

³ Especificación de liberación para la fabricación de STERIS.

Todos los nombres de compañías y productos son marcas comerciales de STERIS, sus filiales o compañías relacionadas, a menos que se indique lo contrario. ©2025 STERIS