



Servicios de pruebas de calidad del vapor

Asegúrese de que la calidad del vapor de su equipo de esterilización cumpla los estándares internacionales.

Este servicio se realiza durante uno a tres días y mide tres cualidades distintas:



1 | SEQUEDAD DEL VAPOR

Evalúa el contenido de humedad en el vapor para garantizar unas condiciones de esterilización adecuadas



2 | SOBRECALENTAMIENTO

Evalúa los niveles de temperatura del vapor para mantener un rendimiento óptimo



3 | GAS NO CONDENSABLE

Identifica los gases no deseados que podrían comprometer la eficacia

Todas las pruebas se realizan de acuerdo con las directrices internacionales. Una vez finalizado, recibirá un informe completo con los detalles de los resultados y la verificación del cumplimiento de la calidad del vapor. Este servicio debe realizarse una vez al año.

Todos los nombres de empresas y productos son marcas registradas de STERIS, sus afiliados o empresas relacionadas, a menos que se indique lo contrario. ©2025 STERIS