



Servicio de pruebas de distribución de calor

Asegúrese de que su esterilizador ofrezca resultados consistentes y precisos. Este servicio es ideal para centros con equipos de esterilización de STERIS que requieran validación de nuevos equipos o verificación de sistemas existentes.

Estas pruebas identifican desviaciones de temperatura y áreas de calentamiento lento dentro de la cámara vacía para optimizar la eficiencia de los ciclos, validar el rendimiento y garantizar un funcionamiento confiable.

Ofertas de equipos de STERIS compatibles:

- Esterilizadores pequeños y medianos AMSCO™
- Esterilizadores a granel AMSCO™
- Esterilizadores Finn-Aqua™

Su servicio incluye



**PROTOCOLO
APROBADO**



**CALIBRACIÓN
RASTREABLE**



**EJECUCIÓN
DEL PROTOCOLO**



**REPORTE
FINAL**

Todos los nombres de compañías y productos son marcas comerciales de STERIS, sus filiales o compañías relacionadas, a menos que se indique lo contrario. ©2025 STERIS