

El detergente farmacéutico neutro ProKlenz® ALIGN ofrece una limpieza suave pero eficaz para una amplia variedad de residuos de procesos en aplicaciones de CIP (limpieza en sitio) y manuales. Diseñado y desarrollado específicamente para los fabricantes de formulaciones orales y farmacéuticas, el detergente ProKlenz ALIGN tiene una amplia compatibilidad con los sustratos y un pH neutro que elimina la necesidad de neutralizar las aguas residuales. Un paquete completo de documentación técnica justifica la validación.



ProKlenz ALIGN Detergente Farmaceutico Neutro

Limpieza eficaz pero suave para sus aplicaciones CIP y manuales

Características

Disponible globalmente

pH neutro

Sistema de baja espumación

Fórmula de pH neutro sin aclarado

Trazabilidad total del lote y del control de cambios

Fabricado en una planta registrada por la FDA, que cumple con las normas ISO 9001:2015 y 13485:2016

Métodos analíticos específicos y no específicos

Beneficios

Facilita la armonización de protocolos de limpieza y desincrustación en todos los centros

Adecuado para una amplia variedad de sustratos y limpiezas manuales

Admite el uso en sistemas de alto impacto

Minimiza el consumo de agua y suministros sin necesidad de neutralización

Respalda la garantía y el control de calidad

Cumple los más exigentes estándares en fabricación y control de calidad

Indica que el producto químico se ha eliminado de la superficie de contacto y acelera el proceso de validación

Aplicaciones

- Limpieza manual
- Limpieza de equipos de procesos
 - » Recipientes de procesado
 - » Reactores
 - » Mezcladores
- Limpieza de componentes
- Limpieza por ultrasonidos

Propiedades físicas

Presentación	Líquido
Gravedad específica 25 °C (77 °F)	1,06 (típico)
pH (1%)	8,4 (típico)
Solubilidad	Total
Espuma	Baja a temperaturas superiores a 40 °C
Aclarado	Excelente
Fosfatos	Ninguno

Detergente farmacéutico neutro ProKlenz® ALIGN

Información para pedidos

Descripción	Número de pieza
Cubo de 18,9 l (5 galones)	143305WR
Bidón de 208,2 l (55 galones)	143301WR

Soporte técnico

Existe a disposición del usuario un equipo altamente cualificado de químicos, microbiólogos e ingenieros, avalado por la industria, para responder a consultas sobre productos y procesos. El soporte técnico de STERIS está organizando actualmente seminarios, tanto en instalaciones del usuario como externas, con temario centrado en los procesos de limpieza y su validación. Se ha desarrollado una amplia biblioteca de datos técnicos, informes de laboratorio, métodos analíticos y estudios de casos, entre los que se tratan la citotoxicidad, la LD 50, la compatibilidad de sustratos, etc.

Programa PACE®

El programa de Evaluación de procesos y limpieza (PACE, Process And Cleaner Evaluation) se ha diseñado para proporcionar a nuestros clientes recomendaciones sobre un protocolo de limpieza efectivo. STERIS ha diseñado este protocolo, específico para cada cliente, mediante la definición de parámetros según el tipo de producto químico, la concentración, la duración de la limpieza, la temperatura, el método de limpieza y la calidad del agua. La evaluación PACE® es un primer paso fundamental para cualquier aplicación de limpieza.